

normo mar[®] spray

Agua de mar HIPERTÓNICA

Aloe Vera y Eucalipto SPRAY NASAL DESCONGESTIONANTE

Normomar[®] Agua de Mar Hipertónica con Aloe Vera y Eucalipto - Spray Nasal

Descongestionante nasal diseñado para ayudar durante procesos patológicos que cursan con secreciones. Su uso diario ayuda a limpiar, proteger e hidratar la cavidad nasal. La solución de agua de mar hipertónica tiene un fuerte efecto hidratante aumentado con Aloe Vera que ayuda a prolongar el efecto de hidratación del agua de mar, lo cual ayuda a evitar la proliferación de microorganismos dentro de la fosa nasal. El eucalipto proporciona un placentero aroma refrescante.

Composición:

Agua de mar (2,2% de cloruro de sodio), agua purificada, propilenglicol, aceite de ricino hidrogenado y etoxilado, aloe vera, aroma de eucalipto, mezcla de tocoferoles naturales y citrato trisódico dehidrato.

Dosis recomendada:

Para adultos y niños mayores de 6 años de edad: Aplicar de 2 a 6 pulverizaciones en cada fosa nasal por día, o tan a menudo como sea necesario.

Modo de empleo:

1. Retirar el tapón protector.
2. Cuidadosamente introducir el aplicador en un orificio nasal y presionar la bomba para aplicar el producto.
3. Dejar drenar el exceso para extraer la mucosidad, después sonarse.
4. Repetir el proceso en el otro orificio.
5. Limpiar el aplicador con agua y secar.
6. Cubrir el aplicador con el tapón protector hasta nuevo uso.

Contraindicaciones y efectos adversos:

• No se han descrito efectos adversos a las dosis terapéuticas recomendadas, pero si experimenta efectos adversos, consulte con su médico o farmacéutico habitual.

• Por favor, comunique cualquier acontecimiento adverso relacionado con el producto, al fabricante, distribuidor o a la Autoridad Sanitaria competente (AEMPS).



Advertencias y precauciones:

- Por motivos de higiene y para evitar la transmisión de patógenos, este envase no debe ser usado por más de una persona.
- En caso de alergia o sospecha de alergia a alguno de los componentes de este producto sanitario, como precaución, es recomendable no usarlo.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservación y fecha de caducidad:

- No usar este producto después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y en la botella.
- Mantener en un lugar fresco y seco. Mantener por debajo de 40°C y protegido de la luz solar directa u otras fuentes de calor.
- Deposite la botella y el tapón en los contenedores correspondientes.

Presentación:

Spray presurizado de 120 ml con aplicador nasal de fuerza media.

120 ml

MD REF PL0112_120_MEDIUM



PharmaLink, S.L.
Av. Universitat Autònoma, 13
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona-SPAIN

Distribuido por/Distributed by:
LABORATORIOS NORMON, S.A.
Ronda de Valdecarrizo, 6
28760 Tres Cantos
Madrid (ESPAÑA)
www.normon.es

Fecha de última revisión: 29/10/2021

normo mar[®] spray

Sea Water

HYPERTONIC

Aloe Vera and Eucalyptus

DECONGESTANT NASAL SPRAY

Normomar[®] Sea Water Hypertonic with Aloe Vera and Eucalyptus – Nasal Spray

Nasal decongestant designed to aid during pathological processes occurring with secretions. Its daily use helps clearing, protecting and moisturizing the nasal passages. The hypertonic sea water solution has a strong moisturizing effect, boosted with Aloe vera that helps and prolongs the moisturizing power of the sea water, which helps avoiding an excessive microbiological proliferation found within the nasal passages. Eucalyptus provides a pleasant and fresh aroma.

Composition:

Sea water (sodium chloride 2.2%), purified water, propylene glycol, ethoxylated hydrogenated castor oil, aloe vera, eucalyptus flavor, mix of natural tocopherols and trisodium citrate dihydrate.

Recommended dose:

For adults and children from 6 years of age: Apply 2 to 6 sprays in each nostril per day, or as often as necessary.

Instructions for use:

1. Remove the protective cap.
2. Introduce gently the nasal applicator in one nostril and press the pump to apply the product.
3. Let drain the excess solution in order to extract the mucus, and then blow.
4. Repeat the process with the other nostril.
5. Clean the tip with water and dry.
6. Cover the nasal applicator with the protective cap until the next use.

Contraindications and adverse effects:

• No adverse effects have been described at the recommended therapeutic doses, but if you experience side effects, consult your usual doctor or pharmacist.

• Please report any adverse events related to this product to the manufacturer, distributor or the national authority in your country.



Warnings and precautions:

- For hygienic reasons and to prevent the transmission of pathogens, this container should not be used by more than one person.
- In case of a known or suspected allergy to any of the components of this medical device, it is advisable not to use.
- Keep out of reach of children.

Conservation and expiry date:

- Do not use the product after the expiry date shown on the box and the bottle.
- Maintain in a dry and cool place. Maintain below 40°C and protected from direct sunlight or other heat sources.
- Deposit the bottle and the protective cap in the corresponding containers.

Presentation:

Pressurized spray bottle of 120 ml with nasal applicator in medium force.

120 ml

MD REF PL0112_120_MEDIUM



Fecha de última revisión: 29/10/2021

PharmaLink, S.L.
Av. Universitat Autònoma, 13
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona-SPAIN

Distribuido por/Distributed by:
LABORATORIOS NORMON, S.A.
Ronda de Valdecarrizo, 6
28760 Tres Cantos
Madrid (ESPAÑA)
www.normon.es