




EMO

especialistas
en ortopedia



Ortesis de Tronco

*Bandas abdominales, ortesis flexibles,
semirrígidas, rígidas y corsés.*



Lumbackflex

- ELASTICIDAD
- FLEXIBILIDAD
- FÁCIL ADAPTACIÓN
- SUJECIÓN

Grupo de ortesis flexibles y elásticas diseñadas para conseguir un efecto de sujeción y prevención de sobrecarga en la zona lumbar.



- Ligereza.
- Transpirabilidad.
- Mínimo espesor gracias al termosellado.



Varillas flexibles



FJ200
Ortesis lumbosacra
Lumbalgias agudas y de esfuerzo.
Sujeción

pág. 22



FJ100-201P
Ortesis lumbosacra
Lumbalgias agudas y de esfuerzo.
Sujeción

pág. 24



FJ151
**Ortesis lumbosacra
ajustable laboral**
Lumbalgias agudas y de esfuerzo.
Sujeción.

pág. 25

Lumbackflex

FLEXIBLES



Beige

Gris

Gris EXCLUSIVE

FJ200 Ortesis lumbosacro

CARACTERÍSTICAS

- Ortesis sacrolumbar confeccionada con tejido elástico altamente transpirable.
- Pieza inelástica sacrolumbar que distribuye la descarga y la soporte a la zona.
- Incorpora cuatro varillas flexibles.
- Fabricación sin costuras: evita sobrepresiones y maximiza ligereza.
- Dos amplias trabillas para facilitar la colocación.
- Cierre mediante micro-velcro.

EFFECTOS

- Sujeción
- Descarga lumbar
- Ligero control de la movilidad
- Propiocepción

INDICACIONES

- Lumbalgias agudas y de esfuerzo
- Síndrome facetario
- Protusión discal
- Hipotonía muscular
- Rehabilitación postural

Clínica

- Dolor lumbar
- Limitación de la movilidad lumbar

TALLAS - CONTORNO DE TROCÁNTERES EN CM

S	79-85
M	85-91
L	91-99
XL	99-107
XXL	107-115
3XL	115-126



ALTURA
delantera
17 cm.



ALTURA
trasera
26 cm.





EMO
especialistas
en ortopedia



Lumback flex

- ▶ **MICROFIBRA**
Tejido elástico altamente transpirable
- ▶ **TERMOSELLADO**
Máxima ligereza y comodidad
- ▶ **MICROVELCRO**
Ajuste perfecto

Lumbackflex

FLEXIBLES



Beige

Gris

INDICACIONES

- Lumbalgia aguda y de esfuerzo
- Síndrome facetario
- Protusión discal
- Hipotonía muscular
- Rehabilitación postural

Clínica

- Dolor lumbar
- Limitación de la movilidad lumbar

FJ100-201P Ortesis lumbosacra

CARACTERÍSTICAS

- Ortesis sacrolumbar confeccionada con tejido elástico altamente transpirable.
- Tensor elástico sacrolumbar que distribuye la descarga y da soporte a la zona.
- Incorpora cuatro varillas flexibles.
- Fabricación sin costuras: evita sobrepresiones y maximiza ligereza.
- Dos amplias trabillas para facilitar la colocación.
- Cierre mediante micro-velcro.

EFFECTOS

- Sujeción
- Descarga lumbar
- Ligero control de la movilidad
- Propiocepción

TALLAS - CONTOURNO DE TROCÁNTERES EN CM

S	79-85
M	85-91
L	91-99
XL	99-107
XXL	107-115
3XL	115-126



ALTURA
delantera
17 cm.



ALTURA
traseira
26 cm.





INDICACIONES

Lumbalgias agudas y de esfuerzo
Traumatismos leves
Hipotonía muscular
Protege actividades que obligan a una sobrecarga
continua de la zona lumbosacra y de posibles lesiones

Clínica

Dolor lumbar
Limitación de la movilidad lumbar



FJ151 Ortesis lumbosacra ajustable laboral

CARACTERÍSTICAS

- Extremadamente transpirable: cómoda utilización durante largos períodos.
- Bandas elásticas laterales para mayor descarga sacrolumbar.
- Contiene cuatro varillas flexibles en su parte posterior.
- Amplio cierre de velcro que facilita su adaptación.
- Incorpora unos tirantes que ayudan a sujetar la faja sobre los hombros cuando el paciente no necesita llevarla ajustada.

EFFECTOS

- Sujeción
- Protección laboral
- Contención y descarga

TALLAS - CONTORNO DE TROCÁNTERES EN CM

S	70-85
M	85-95
L	95-107
XL	107-120



ALTURA
delantera
14 cm.



ALTURA
trasera
24cm.



Marketing y PLV



Lumback y Aband

Expositores modulares
70X210 cm.

Marketing y PLV



Lumback y Aband
Expositores sobremesa
55x86 cm.



Display vertical
45x70 cm.

Display horizontal
92x60 cm.



Regletas lineales
60x5 cm.





Aband

Lumback *flex*

Lumback

Lumbofit

Infinity

Osteobrace

Spineback

Corsés Rígidos

Corsés Hiperextensión



**ESPECIALIDADES
MÉDICO ORTOPÉDICAS, S.L.**
Pol. Ind. La Pascualeta
Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) España

www.emo.es +34 963 132 051

